



**TI Transzendente Informatik**  
**Inhaber: Volker Hochmuth**

**Web: <http://www.transzendente-informatik.com>**

© by volker hochmuth 2012

---

### Einführung „Trainer Notiz“

TI hat das Tool „Trainer Notiz“ entwickelt, damit der trainierende Remote Viewer, aber auch der trainierende- und ausgebildete Monitor eine Grundlage für seine Arbeit zur Verfügung hat. Das Tool dient zum einen als unterstützende Arbeitsgrundlage / möglicher Abfragemodus während der Session und zum anderen als übersichtliche und effektive Notizmöglichkeit bei der Abarbeitung des Targets. Der Grund dafür ist in der Tatsache zu suchen, dass der Monitor in jedem Moment, in jeder Phase der Session in der Lage sein muss auf alle Eventualitäten zu reagieren. Der ausgebildete Monitor wird in der Regel wissen was er zu welchem Zeitpunkt sagen muss, um möglichst neutral zu fragen und auf die Reaktionen / Datendownload des Viewers einzugehen. Aber der relativ unerfahrene Monitor oder Einsteiger wird dieses Tool als eine sehr wirksame Hilfe annehmen. Der erfahrene Monitor wiederum hat wie oben erwähnt die Möglichkeit, das vorliegende Tool zweierlei zu nutzen. Zum einen als hilfreiche Vorlage für schwierige Momente und zum anderen als kontrollierbare Notizliste. Er kann sich während der Session seine Notizen machen, zum Beispiel worauf er in welcher Situation bei der Abarbeitung des Protokolls achten muss und auf welche Aussage, Bemerkung oder schriftlicher Textaussage des Viewers eingegangen werden sollte. Der Monitor kann darüber hinaus den notierten und bereits abgearbeiteten Aspekt zum Beispiel durch ein Kreuz in den jeweiligen rechten, weißen Markierungsrahmen kennzeichnen. Das hat den Vorteil, dass er systematisch, strukturiert und letztlich auch effektiv arbeiten kann. Eine weitere sehr vorteilhafte Möglichkeit ist, dass er sich Notizen zu eigenen Formulierungen und Aussagen, Reaktionen von ihm selbst und des Viewers während einer bestimmten Situation bei der Abarbeitung des Protokolls anfertigen kann. Auf diese Weise ist eine systematische eigene Forschungsarbeit auf dem Gebiet des „Monitors“ und des „Viewers“ nachweisbar und möglich. Legen sie sich ein eigenes Archiv an und heften die Session - Protokolle zusammen mit dem Toolblatt- oder blättern ab.

Benutzerhinweise:

- Der Tabellenkopf beinhaltet die örtlich spezifischen Notizen. Die Koordinaten sind für den Fall gedacht, dass Sie ihre Notizblätter gesondert archivieren wollen. Das Target kann zusätzlich in Kurzform formuliert werden damit sie später die Koordinaten mit der Formulierung verbinden können und einer späteren Auswertung auf den ersten Blick zuzuführen sind.
  - Die Tabellenstruktur bietet die Möglichkeit etwaige Formulierungen als Vorschlag zu entnehmen, sich eigene Notizen zu machen und kontrolliert abzuhaken.
  - Legen Sie das Trainer Tool griffbereit auf den Tisch und notieren sich jeden nennenswerten und wichtigen Schritt während der Session kurz und präzise.
  - Die Nummerierung der Spalten dient dazu, bei späteren Auswertungen einzelne Textstellen aus ihren Notizen, die mit der laufenden Nummer versehen sind, schneller wieder zu finden und so der Auswertung zur Verfügung zu stellen.
  - Bestehen Sie auf die Einhaltung der Protokollstruktur durch den Viewer, weil er durch diese serielle Tätigkeit sein Wachbewusstsein einer ständigen Beschäftigung unterzieht. Der Viewer wird dadurch im Prinzip in der Lage sein, Ausbildungsgerecht zu arbeiten.
-